



Coussins pour fauteuil roulant ROHO® DRY FLOATATION® Manuel d'instructions

Fournisseur : ce manuel doit être remis à l'utilisateur de ce produit.

Opérateur (personne ou soignant) : Avant d'utiliser ce produit, lire les instructions et les conserver pour référence future.

Table des matières

Utilisation prévue	22
Informations importantes de sécurité	23
Détails des pièces	24
Spécifications du produit	24-25
Ajustement du coussin	26-28
Retrait et remplacement de la couverture	29
Dépannage	29
Nettoyage et désinfection	30
Élimination	30
Garantie limitée	30



ROHO, Inc., 100 North Florida Avenue, Belleville, Illinois 62221-5429

É.-U. : 800-851-3449 • Téléc. : 888-551-3449 • Service à la clientèle : cc@roho.com

À l'extérieur des É.-U. : 618-277-9150 • Téléc. : 618-277-6518 • intl@roho.com
ROHO.com

© 2007, 2016 ROHO, Inc.

Les marques suivantes sont des marques de commerce et des marques de commerce déposées de ROHO, inc. : ROHO®, DRY FLOATATION®, ISOFLO®, Yellow Ropev, shape fitting technology®, CONTOUR SELECT®, ENHANCER®, QUADTRO SELECT®, HIGH PROFILE®, MID PROFILE™, et LOW PROFILE®.

Les produits dans ce guide peuvent être couverts par une ou plusieurs marques de commerce ou brevets américains ou étrangers. Pour plus de renseignements, veuillez vous référer à ROHO.com.

ROHO, inc. a une politique d'amélioration continue des produits et se réserve le droit d'amender ce document. La dernière version de ce document est disponible sur ROHO.com.

s h a p e f i t t i n g t e c h n o l o g y ®

Utilisation prévue

Chaque produit ROHO® DRY FLOATATION® dans ce guide est une surface de soutien ajustable, remplie d'air, et de design cellulaire. Il n'y aucune limite de poids, mais le coussin doit être d'une taille appropriée pour l'individu.

ROHO, inc. recommande l'évaluation par un clinicien d'expérience en matière de positionnement et de mobilité : 1) pour déterminer si le coussin est approprié pour l'individu; et 2) pour déterminer si une plateforme de siège solide est recommandée si le coussin est utilisé sur un fauteuil roulant avec un siège à sangle.

Chacun des produits suivants utilise la technologie DRY FLOATATION® et a pour but de se conformer à la position assise d'une personne pour offrir une protection de la peau/tissus mous, un bon positionnement, et un environnement pour faciliter la guérison des plaies.

- Coussin à compartiment double ROHO® LOW PROFILE® (Coussin à compartiment double LOW PROFILE)
- Coussin à compartiment double ROHO® MID PROFILE™ (Coussin à compartiment double MID PROFILE)
- Coussin à compartiment double ROHO® HIGH PROFILE® (Coussin à compartiment double HIGH PROFILE)
- Coussin ROHO® QUADTRO SELECT® LOW PROFILE® (QUADTRO SELECT LOW PROFILE)
- Coussin ROHO® QUADTRO SELECT® MID PROFILE™ (QUADTRO SELECT MID PROFILE)
- Coussin ROHO® QUADTRO SELECT® HIGH PROFILE® (QUADTRO SELECT HIGH PROFILE)
- Coussin ROHO® CONTOUR SELECT® (CONTOUR SELECT)
- Coussin ROHO® ENHANCER® (ENHANCER)

Chacun des produits suivants utilise la technologie DRY FLOATATION® et a pour but de se conformer à la position assise d'une personne pour offrir une protection de la peau/tissus mous, et un environnement pour faciliter la guérison des plaies.

- Coussin à compartiment simple ROHO® LOW PROFILE® (Coussin à compartiment simple LOW PROFILE)
- Coussin à compartiment simple ROHO® MID PROFILE™ (Coussin à compartiment simple MID PROFILE)
- Coussin à compartiment simple ROHO® HIGH PROFILE® (Coussin à compartiment simple HIGH PROFILE)

Informations importantes de sécurité

Les produits médicaux ROHO sont conçus pour prendre part à un régime en matière de soins. ROHO Inc. recommande qu'un médecin effectue des recommandations sur les produits après l'évaluation des besoins médicaux et thérapeutiques des individus ainsi que leur condition générale.



Mise en garde

- La dégradation de la peau ou des tissus mous peut se produire en raison d'un certain nombre de facteurs variant d'un individu à l'autre. Vérifier la peau régulièrement, au moins une fois par jour. Des signes de rougeur, des bleus ou des zones plus sombres (comparativement à la peau normale) peuvent indiquer le début d'une forme de dégradation des tissus mous et doivent être adressés. S'il y a une décoloration de la peau/tissus mous, **ARRÊTEZ L'USAGE** immédiatement. Si la décoloration ne disparaît pas après 30 minutes de l'arrêter l'utilisation, consultez immédiatement un professionnel de la santé.
- Le coussin et la couverture **DOIVENT** être compatibles au niveau de la taille et **DOIVENT** être utilisés comme cela est indiqué dans ce guide. **S'ILS NE LE SONT PAS** : 1) les avantages fournis par le coussin peuvent être diminués ou éliminés, augmentant les risques à la peau ou autres parties molles, et 2) l'individu peut devenir instable et vulnérable aux chutes
- **NE PAS** utiliser le coussin au-dessus de, ou en conjonction avec, tous autres produits ou matériels, sauf tel qu'indiqué dans le guide. À défaut de respecter cet avertissement, l'utilisateur peut se retrouver dans une position instable et risque de tomber.
- **N'utilisez PAS** utiliser votre coussin comme dispositif de flottation sur l'eau (c.-à-d. un gilet de sauvetage). Il **NE** supportera **PAS** votre poids dans l'eau.
- Si vous êtes incapable d'effectuer la moindre tâche décrite dans ce manuel, veuillez demander de l'aide.

Mises en garde :

- **N'utilisez PAS** utiliser une pompe, une couverture ou une trousse de réparation autre que celles fournies par ROHO, inc. puisque cela pourrait annuler la garantie de votre produit.
- **NE PAS** modifier le coussin ou ses composants. Cela pourrait endommager le produit et annuler la garantie.
- **NE PAS** permettre que le coussin soit en contact avec des lotions à base d'huile ou de lanoline. Ces produits peuvent détériorer le matériel.
- Une exposition prolongée à l'ozone peut détériorer le matériel utilisé pour le coussin, affecter le rendement du coussin, ou annuler la garantie du produit.
- Des changements d'altitude peuvent nécessiter un ajustement de votre coussin.
- Gardez votre coussin loin des objets tranchants.
- **NE PAS** exposer votre coussin à des températures élevées, une flamme à découvert, ou des cendres chaudes.
- Si le coussin a été exposé à des températures de moins de 32° F (0° C) et fait preuve d'une raideur inhabituelle, laissez le coussin se réchauffer à la température de la pièce.
- **N'utilisez PAS** la valve de gonflage comme poignée pour transporter ou tirer votre dispositif matelassé DRY FLOATATION. Transportez votre dispositif matelassé par la base coussinée ou par la poignée de transport sur la couverture.

Détails des pièces



Pour commander des pièces de rechange, contactez votre fournisseur de service ou ROHO, inc., ou visitez therohostore.com.

Spécifications du produit

Coussin : caoutchouc néoprène; fabriqué sans latex

Valve de gonflage : laiton nickelé

Couverture standard : partie supérieure avec extensibilité à double sens; côtés espaces en tissu, avec une fermeture à glissière à l'arrière de la couverture; et un fond antidérapant avec un crochet et des fermetures à boucle pour aider à fixer le coussin au fauteuil. Référez-vous à l'étiquette d'entretien de la couverture pour le contenu du matériel.

Couverture robuste : extensibilité à double sens, parties supérieure et latérales résistantes aux liquides, avec une fermeture à glissière à l'avant de la couverture; et un fond antidérapant avec un crochet et des boucles à fermeture pour aider à fixer le coussin au fauteuil. Référez-vous à l'étiquette d'entretien de la couverture pour le contenu du matériel.

Spécifications du produit, suite

DIMENSIONS ET POIDS STANDARD POUR LE COUSSIN :

Coussins	Hauteur	Poids moyen*
Coussin à compartiment simple LOW PROFILE	5,5 cm (2¼ po)	1,1 kg (2,5 lb)
Coussin à compartiment double LOW PROFILE	5,5 cm (2¼ po)	1,1 kg (2,5 lb)
QUADRO SELECT LOW PROFILE	5,5 cm (2¼ po)	1,1 kg (2,5 lb)
Coussin à compartiment simple MID PROFILE	8,5 cm (3¼ po)	1,4 kg (3,0 lb)
Coussin à compartiment double MID PROFILE	8,5 cm (3¼ po)	1,4 kg (3,0 lb)
QUADRO SELECT MID PROFILE	8,5 cm (3¼ po)	1,4 kg (3,0 lb)
Coussin à compartiment simple HIGH PROFILE	10,5 cm (4¼ po)	1,5 kg (3,25 lb)
Coussin à compartiment double HIGH PROFILE	10,5 cm (4¼ po)	1,5 kg (3,25 lb)
QUADRO SELECT HIGH PROFILE	10,5 cm (4¼ po)	1,5 kg (3,25 lb)
CONTOUR SELECT	5,5 à 10,5 cm (2¼ à 4¼ po)	1,6 kg (3,5 lb)
ENHANCER	5,5 à 10,5 cm (2¼ à 4¼ po)	1,6 kg (3,5 lb)

*Remarque : Les poids moyens sont basés sur les coussins à cellules de 9 x 9 (16½ po x 16½ po, 42,0 cm x 42,0 cm).

Coussins	Plus petite largeur			Plus petite profondeur			Plus grande largeur			Plus grande profondeur		
	nbre de cellules	po	cm	nbre de cellules	po	cm	nbre de cellules	po	cm	nbre de cellules	po	cm
Coussin à compartiment simple LOW PROFILE	6	11½	29,0	6	11½	29,0	13	23½	59,5	11	20	50,5
Coussin à compartiment double LOW PROFILE	6	11½	29,0	6	11½	29,0	11	20	50,5	11	20	50,5
QUADRO SELECT LOW PROFILE	5	11	28,0	6	11¼	30,0	13	24½	62,5	12	22	56,0
Coussin à compartiment simple MID PROFILE	7	13¼	33,5	7	13¼	33,5	11	20	50,5	11	20	50,5
Coussin à compartiment double MID PROFILE	8	14¼	37,5	9	16½	42,0	8	14¼	37,5	9	16½	42,0
QUADRO SELECT MID PROFILE	8	16	41,0	8	15¼	38,5	10	19½	49,5	10	18½	47,0
Coussin à compartiment simple HIGH PROFILE	6	11½	29,0	6	11½	29,0	15	26¼	68,0	13	23½	59,5
Coussin à compartiment double HIGH PROFILE	6	11½	29,0	6	11½	29,0	11	20	50,5	12	21¼	55,0
QUADRO SELECT HIGH PROFILE	6	12¼	32,5	6	11¼	30,0	14	26¼	67,0	13	23¼	60,0
CONTOUR SELECT	7	14½	36,5	8	15¼	38,5	13	24½	62,5	12	22	56,0
ENHANCER	8	14¼	37,5	8	14¼	37,5	11	20	50,5	11	20	50,5

Remarque : Référez-vous au service à la clientèle pour des grandeurs de coussin spécifiques.

Ajustement du coussin




Informations importantes de sécurité

- Vérifiez, au moins une fois par jour, si le coussin est gonflé à une pression adéquate!
- **NE PAS** utiliser un coussin sous-gonflé ou un coussin surgonflé car les avantages du produit seront réduits ou éliminés, entraînant un risque accru pour la peau et autres parties molles. Si le coussin ne semble pas retenir l'air, ou si vous ne pouvez pas gonfler ou dégonfler le coussin, voir la section Dépannage. Si le problème persiste, veuillez communiquer immédiatement avec un soignant, un distributeur ou ROHO, inc.
- Lorsque possible, utiliser le crochet ou les fermetures à boucle pour mieux fixer le coussin à la surface du siège.


1. Gonfler le coussin :

- a. Placez le coussin dans le fauteuil roulant avec les cellules d'air vers le haut et la surface antidérapante de la couverture vers le bas. Consultez votre prescripteur à propos des positions alternatives des valves d'inflation.




b. Pour les coussins SELECT


Avant de commencer le gonflage, vous devez ouvrir la commande de mémoire ISOFL0 afin que toutes les cellules d'air puissent être gonflées. Poussez le bouton vert ISOFL0 vers la position déverrouillée.



- c. Glissez l'embout en caoutchouc de la pompe à main par-dessus la valve de gonflage. Pincez l'embout, tournez pour ouvrir la valve de gonflage et gonflez les cellules d'air.



- d. Lorsque les cellules d'air sont gonflées et que le coussin commence à légèrement être arqué, pincez l'embout en caoutchouc de la pompe à main et tournez pour complètement fermer la valve de gonflage.




- e. Retirez la pompe à main.
f. Répétez le gonflement du coussin pour toutes les valves.

Ajustement du coussin, suite

2. Ajuster le coussin :

Remarque pour coussins à compartiment double : Pour les personnes avec une obliquité pelvienne, ajustez d'abord le côté ayant la proéminence osseuse la plus profonde. Pour un positionnement avant-arrière, ajustez la section arrière en premier. Revérifiez toujours l'ajustement pour chaque section.

a. La personne devrait s'asseoir dans le fauteuil dans sa position habituelle. Le coussin devrait être centré sous la personne.



La figure assise indique l'orientation du produit.

b. Glissez votre main entre le coussin et la personne. Levez légèrement la jambe pour ressentir la proéminence osseuse la plus basse, et ensuite abaissez la jambe en position assise.


c. Ouvrez la valve pour retirer de l'air en gardant votre main sous la proéminence osseuse la plus basse de l'individu.

d. Libérez l'air jusqu'à ce qu'il vous soit difficile de bouger le bout de vos doigts

e. Fermez la valve.

f. Répétez l'ajustement du coussin pour toutes les valves.

Réglage adéquat pour le gonflage du coussin : A) affaissez-vous dans le coussin et B) « flottez » au-dessus de la base du coussin.




 = 1/2" - 1" (1.5 cm - 2.5 cm) La distance recommandée entre la personne et la surface du siège

g. Pour ajuster le coussin QUADRO SELECT ou le coussin CONTOUR SELECT pour accommoder une obliquité pelvienne fixe ou une bascule postérieure fixe du bassin :

La personne devrait s'asseoir en position normale alors que l'air est transféré à l'aide de la commande de mémoire ISOFLO. Lorsque le transfert d'air est terminé, poussez le bouton rouge vers la position verrouillée.

Vérifiez chaque compartiment du coussin pour assurer un réglage adéquat pour le gonflage du coussin.




Remarque : Voir la page suivante pour des instructions sur l'ajustement du coussin QUADRO SELECT afin de corriger une obliquité pelvienne fixe ou une bascule postérieure flexible du bassin.

Ajustement du coussin, suite


h. Pour ajuster le coussin QUADTRO SELECT pour corriger une obliquité pelvienne fixe ou une bascule postérieure flexible du bassin :

- Suivez toutes LES INSTRUCTIONS D'AJUSTEMENT DU COUSSIN dans ce manuel de fonctionnement pour vous assurer que le coussin est ajusté au réglage adéquat pour le gonflage du coussin.
- Assurez-vous que la commande de mémoire ISOFLO est en position déverrouillée
- Suivez les instructions ci dessous.



Obliquité pelvienne flexible :

- 1) Corrigez manuellement à la position pelvienne désirée. (Par exemple, si le côté gauche est plus bas que le côté droit, demandez à l'individu de se pencher vers la droite, ou effectuez une pression vers le bas sur la hanche droite jusqu'à ce que la position désirée soit obtenue.)
- 2) Poussez le bouton rouge en position verrouillée.
- 3) Vérifiez à nouveau chaque compartiment du coussin pour assurer un réglage adéquat pour le gonflage du coussin.



Bascule postérieure flexible du bassin :

- 1) Assurez-vous qu'il y ait environ 2,5 cm (1 po) d'espace entre les prééminences osseuses de la personne et la surface du siège. Ajoutez plus d'air si nécessaire.
- 2) Levez les genoux de la personne pour exercer plus de pression vers le bas sur le bassin et pour forcer l'air vers l'avant du coussin. Ceci créera un « puits » (zone concave plus basse) pour le bassin et aidera à empêcher le bassin de glisser vers l'avant.
- 3) Poussez le bouton rouge en position verrouillée.
- 4) Vérifiez à nouveau chaque compartiment du coussin pour assurer un réglage adéquat pour le gonflage du coussin.

Retrait et remplacement de la couverture



Inspectez la housse pour vérifier qu'elle n'est pas endommagée et remplacez-la au besoin.

Garder une couverture sur votre coussin aidera à protéger les composantes du coussin. Une couverture aidera aussi à garder les cellules d'air ensemble, ce qui peut aider lors des transferts des planches coulissantes.

Retrait de la couverture : Ouvrez la fermeture à glissière et retirez la couverture du coussin.

Remplacement de la couverture :

1. Tournez la couverture et le coussin à l'envers. Le matériel antidérapant devrait être vers le haut et l'ouverture avec fermeture à glissière devrait être vers vous. Les cellules d'air devraient être vers le bas.
2. Insérez le coussin dans la couverture en suivant les instructions ci-dessous.

Référez-vous à l'étiquette dans la partie inférieure du coussin et à l'image sur la couverture pour orienter correctement votre coussin et votre couverture.



Instructions standard pour la couverture	Instructions pour la couverture robuste
L'arrière du coussin devrait faire face à la fermeture à glissière.	L'avant du coussin (la valve de gonflage) devrait faire face à la fermeture à glissière.
Assurez-vous que les quatre coins du coussin s'étendent jusqu'aux ouvertures de coin de la couverture. Tirez doucement sur la valve de gonflage et le Yellow Rope à travers les ouvertures.	Rentrez la valve de gonflage et le Yellow Rope à l'intérieur de la couverture.
Fermez complètement la fermeture à glissière. Tournez le coussin afin que les cellules d'air soient vers le haut. Le coussin devrait être allongé à l'intérieur de la couverture avec le matériel antidérapant vers le bas et les cellules d'air devraient toutes être couvertes.	

Dépannage

Pour de l'aide supplémentaire, contactez votre soignant, distributeur, ou ROHO, inc.

Ne retient pas l'air	Gonflez le coussin. Inspectez la ou les valves ou tuyaux pour tout dommage. Validez que la valve de gonflage est complètement fermée. Vérifiez s'il y a des trous dans le coussin. S'il y a de très petits trous ou s'il n'y a pas de trous visibles, suivez les instructions. Pour des dommages à la valve d'inflation ou au tuyau, ou pour de grands trous ou des fuites dans le coussin, référez-vous au supplément à propos de la Garantie limitée de ROHO fourni avec votre produit, ou contactez le service à la clientèle.
Incapacité de gonfler ou dégonfler le coussin	Confirmez que la valve de gonflage est ouverte. Inspectez la ou les valves ou tuyaux pour tout dommage. Lors du gonflement des coussins SELECT : validez que le bouton vert de la commande de mémoire ISOFLO est poussé vers le centre du ISOFLO dans la position DÉVERROUILLÉE afin que toutes les sections puissent être gonflées.
Inconfortable ou instable	Confirmer que : <ul style="list-style-type: none"> - le coussin n'est pas surgonflé (Voir Ajustement du coussin). - les cellules du coussin et la partie supérieure de la couverture sont vers le haut. - le coussin est centré sous la personne. - le coussin est d'une taille appropriée pour la personne et le fauteuil roulant. Permettre au moins une heure à la personne pour s'ajuster au coussin.
Le coussin se glisse sur le fauteuil roulant	Assurez-vous que le fond antidérapant de la couverture du coussin est à l'opposé de la personne. Utilisez des étiquettes directionnelles sur le coussin et la couverture pour orienter le coussin. Utilisez le crochet et les fermetures à boucle pour bien fixer le coussin au fauteuil roulant.

Nettoyage et désinfection

Le nettoyage et la désinfection sont des procédés séparés. Le nettoyage doit avoir lieu avant la désinfection. Avant un usage par une autre personne : nettoyer, désinfecter et vérifier le bon fonctionnement du produit.

Entretien de la couverture : Retirez les pièces des fermetures à boucle de la partie inférieure de la couverture avant de nettoyer et désinfecter. Lavez avec des couleurs semblables.


Pour nettoyer la couverture : Retirez la couverture. Lavez à la machine à l'eau froide (30°C) avec du détergent doux, à cycle délicat ou essuyez avec du détergent neutre et de l'eau tiède. Faites sécher à basse température.



Pour désinfecter la couverture : Lavez à la main à l'eau froide (30°C) en utilisant une part d'eau de javel pour 9 parts d'eau. Gardez le produit mouillé avec la solution d'eau de javel pendant 10 minutes et rincez bien. Ou lavez à la machine à l'eau chaude (60°C). Faites sécher à basse température.



 **Suivre les directives de sécurité sur la bouteille d'eau de javel.**


 **Entretien du coussin (précautions)** : La ou les valves doivent être fermées. **EMPÊCHEZ** l'eau ou la solution nettoyante d'entrer en contact avec le coussin. **NE PAS** laver à la machine, ne pas désinfecter et ne pas sécher à la machine. Utiliser un des produits suivants pourrait endommager le coussin : abrasifs (laine d'acier, tampons à récurer); caustiques, détergents pour lave-vaisselle automatique; produits contenant des solvants pétroliers ou organiques, y compris acétone, toluène, méthyléthylcétone (MEK), naphta, liquide de nettoyage à sec, dissolvant d'adhésif de nettoyage; lotions à base d'huile, lanoline ou désinfectants à base phénolique; gaz d'ozone; méthodes de nettoyage à lumière ultraviolette.

Pour nettoyer le coussin : Retirez la couverture, fermez la ou les valves et placez dans un grand évier. Lavez à la main en utilisant du savon à main liquide doux, du savon de vaisselle à main, du détergent à lessive ou un détergent polyvalent (suivre les instructions sur l'étiquette du produit.) Frottez doucement toutes les surfaces du coussin en utilisant une brosse de plastique à poils doux, une éponge ou un chiffon. Rincez à l'eau propre. Faites sécher à l'air. **NE PAS** exposer directement au soleil.

Pour désinfecter le coussin : Répétez les instructions de nettoyage en utilisant une part d'eau de javel pour 9 parts d'eau. Gardez le produit mouillé avec la solution d'eau de javel pendant 10 minutes. Rincez abondamment avec de l'eau propre. Faites sécher à l'air.

Note : la plupart des désinfectants germicides sont sécuritaires si utilisés en suivant les directives de dilution du désinfectant du fabricant.

 **Suivre les directives de sécurité sur la bouteille d'eau de javel.**

 Note : au sujet de la stérilisation : Les températures élevées peuvent accélérer le vieillissement du dispositif et endommager l'assemblage du produit. Les produits ROHO ne sont pas emballés dans un environnement stérile, ils ne sont pas conçus pour être stérilisés avant utilisation et il n'est pas requis de le faire. Si le protocole de l'institution exige la stérilisation : premièrement, suivre les instructions de nettoyage et de désinfection; puis ouvrir le clapet de gonflage et utiliser la température de stérilisation la plus basse possible sans dépasser 60°C (158°F), durant le plus court laps de temps possible. **NE PAS** autoclaver.

Élimination

Les composantes des produits dans ce manuel ne sont associés à aucun risque environnemental lorsque correctement utilisés et lorsque l'on en dispose conformément aux règlements locaux/régionaux.

L'incinération doit être faite par un centre de gestion des déchets agréé et qualifié.

Garantie limitée

Durée de la garantie limitée à partir de la date originale d'achat du produit. Coussin SELECT : 36 mois; tous les autres produits DRY FLOATATION : 24 mois. La garantie ne s'applique pas aux perforations, déchirures, brûlures ou mauvaise utilisation, et elle ne s'applique pas non plus à la couverture amovible. Référez-vous aussi au supplément à propos de la Garantie limitée de ROHO fourni avec votre produit, ou contactez le service à la clientèle.



Mailing/Shipping Address:
1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223-5900 USA

Administrative Offices:
100 N. Florida Avenue, Belleville, IL 62221-5429 USA
U.S.: 800-851-3449 • Fax 888-551-3449
Outside the U.S.: 618-277-9150 • Fax 618-277-6518

ROHO.com



The Quality Management System
of ROHO, Inc. is certified to
ISO 9001:2008 and ISO 13485:2003.

T20200
Revision: 1/27/16
Print Date:

Qty:



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

