

## Maßgefertigtes ROHO® AGILITY® Rückenpolster Beilage

Händler: Die Anweisungen muss dem Benutzer dieses Produkts übergeben werden.

Anwender (Benutzer oder Pfleger/in): Lesen Sie sich die Anleitungen vor Verwendung dieses Produkts durch und bewahren sie zur späteren Einsicht gut auf.



Dieses Dokument erhalten Sie als Beilage zu den Produktinformationen, die Sie mit Ihrem ROHO AGILITY Rückensystem und den Befestigungsteilen für das ROHO AGILITY Rückensystem erhalten haben. Diese sind:

- |  |   |
|--|---|
| - IM LIEFERUMFANG ENTHALTENE TEILE UND PRODUKTSPEZIFIKATIONEN                          | - RÜCKENSCHALE DREHEN   |
| - MONTAGE DER RÜCKENSCHALEN-BEFESTIGUNG  | - ENTFERNEN UND AUFZIEHEN DES BEZUGS                              |
| - HARDWARE-INSTALLATION UND ENTFERNUNG DER RÜCKENLEHNE                                 | - ENTFERNEN UND ANBRINGEN DESR BEZUGSKOMPONENTEN                  |
| - AGILITY INSTALLATION UND ENTFERNUNG  | - ZUBEHÖR   |
| - HÖHENANPASSUNG UND EINSTELLUNG VON SITZTIEFE UND WINKEL                              | - FEHLERBEHEBUNG, WARTUNG, ENTSORTUNG, REINIGUNG UND DESINFEKTION |
| - BESCHRÄNKTE GARANTIE: RÜCKENSCHALE, RÜCKENSCHALEN-HARDWARE UND RÜCKENLEHNEN-HARDWARE |   |

Das benutzerspezifische ROHO® AGILITY® Rückenkissen (benutzerspezifisches AGILITY Rückenkissen) ist ein speziell angefertigtes Produkt, das an die besonderen Bedürfnisse des Patienten angepasst wurde. Bei Fragen zur beabsichtigten Verwendung dieses benutzerspezifischen Produkts wenden Sie sich bitte an den verschreibenden Arzt.

### Produktangaben

**Materialien:** Neopren, Latex-frei; Ventil, vernickeltes Messing; Polyethylen-Schaumstoff



### Sicherheitsinformationen



**Achtung:** Längere Ozonbelastung kann die im Kissen verwendeten Materialien zersetzen, dessen Funktionsfähigkeit beeinträchtigen und Garantieansprüche nichtig machen.

### DRY FLOATATION® Lufteinsatz : Anweisung zur einstellung

1. Legen Sie das maßgefertigte AGILITY Rückenpolster auf die AGILITY Rückenschale, wobei die Luftzellen zur Person hin zeigen sollten. Verwenden Sie die Haken und Ösen zur Befestigung des Rückenpolsters an der Rückenschale.
2. Öffnen Sie das Ventil (**A**). Schieben Sie den Gummischlauch der Handpumpe über das Ventil. Aufpumpen, bis sich der Lufteinsatz leicht wölbt. Klemmen Sie den Gummischlauch der Handpumpe mit den Fingern ab und schließen Sie das Ventil (**B**). Entfernen Sie die Pumpe. (*Wiederholen Sie dies für jeden Abschnitt mit einem Ventil, bis der gesamte Lufteinsatz aufgepumpt ist.*)
3. Die Person sollte in der normalen Sitzposition sitzen. Achten Sie darauf, dass das Rückenpolster richtig hinter der Person angebracht ist.
4. Pumpen Sie jeden Lufteinsatz nach Bedarf auf. Sorgen Sie dafür, dass zwischen der Kissenunterseite und den Knochenvorsprüngen des Patienten mindestens 1,5 cm Abstand ist.
5. Achten Sie darauf, dass alle Ventile nach der Einstellung geschlossen werden.



**Warnhinweis: PRÜFEN SIE DEN LUFTDRUCK!** Sorgen Sie dafür, dass zwischen der Kissenunterseite und den Knochenvorsprüngen des Patienten mindestens 1,5 cm Abstand ist. Befolgen Sie den vom verschreibenden Arzt empfohlenen Füllstand.

## DRY FLOATATION Lufteinsatz : Reinigung und Desinfektion



### BEACHTEN SIE FOLGENDES:

- Lufteinsatz nicht in der Maschine waschen oder trocknen
- Verwenden Sie keine Scheuermittel, z.B. Stahlwolle oder Topfreiniger
- Verwenden Sie keine kaustischen Reiniger für automatische Geschirrspüler
- Vermeiden Sie Reiniger, die Petroleum oder organische Lösungsmittel enthalten, z.B. Aceton, Toluol, MEK (Methylethylketon), Naphta, Flüssigkeiten für die chemische Reinigung, Leimentferner
- Lassen Sie weder Wasser noch Reinigungslösung ins Produkt eindringen
- Nicht direktem Sonnenlicht, ultravioletter Strahlung oder Reinigungsmethoden mit Ozongas aussetzen
- Verwenden Sie keine ölhaltigen Lotionen, Lanolin oder phenolbasierten Desinfektionsmittel

**Zur Reinigung des Lufteinsatzes:** Entfernen Sie den Lufteinsatz vom Bezug und dem Schaumstoffpolster, schließen die Ventile und legen ihn in ein großes Waschbecken. Handwäsche in milder Flüssigseife, Geschirrspülmittel, Waschmittel oder Mehrzweckreiniger. (Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Produktetikett.) Reiben Sie vorsichtig alle Oberflächen mit einer Bürste mit weichen Kunststoffborsten, einem Schwamm oder Tuch ab. Gründlich mit sauberem Wasser abspülen. Lufttrocknen. NICHT direktem Sonnenlicht aussetzen.

**Zur Desinfektion des Lufteinsatzes:** Reinigungsanweisungen mit einem Teil Haushaltsbleiche in 9 Teilen Wasser wiederholen. Lassen Sie die Bleichlösung 10 Minuten lang auf das Produkt einwirken. Gründlich mit sauberem Wasser abspülen. Lufttrocknen. Hinweis: Die meisten keimtötenden Desinfektionsmittel sind sicher, wenn sie gemäß den Verdünnungsanweisungen des Herstellers verwendet werden.



### Befolgen Sie die Sicherheitsrichtlinien auf dem Bleichebehälter.



**Hinweis zur Sterilisation:** Hohe Temperaturen führen zu vorzeitiger Alterung und beschädigen das Produkt. ROHO Produkte werden nicht steril geliefert, noch müssen Sie vor Gebrauch sterilisiert werden. Sollte Ihr Einrichtungsprotokoll Sterilisation vorschreiben: Befolgen Sie zunächst die Anweisungen zur Reinigung und Desinfektion. Dann öffnen Sie die das Füllventil und verwenden die geringstmögliche Temperatur zur Sterilisierung, jedoch keinesfalls über 60°C (158°F) für den geringstmögliche Zeitraum. NICHT autoklavieren.

## Beschränkte Garantie

**Laufzeit der beschränkten Garantie ab Originalkaufdatum:** DRY FLOATATION Lufteinsatz: 36 Monate; Bezug und Schaumstoffeinlage: 18 Monate. Lesen Sie auch die Beilage „ROHO Eingeschränkte Garantie“, die dem Produkt beiliegt, oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst.

ROHO, Inc. arbeitet stets an der Verbesserung seiner Produkte und behält sich das Recht vor, dieses Dokument jederzeit zu ändern. Die aktuelle Version dieses Dokuments finden Sie unter ROHO.com.

© 2013, 2016 ROHO, Inc.

ROHO®, DRY FLOATATION® und AGILITY® sind eingetragene Marken von ROHO, Inc.

Die Produkte in diesem Dokument unterliegen möglicherweise einem oder mehreren Patenten und dem Markenschutz in den USA und im Ausland. Weiteres erfahren Sie unter ROHO.com.



ROHO, Inc.

Verwaltungsstellen:

100 North Florida Avenue, Belleville, IL 62221-5429, USA

Postanschrift:

1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223-5900, USA

USA: 800-851-3449 • Fax: 888-551-3449 • Kundendienst cc@roho.com

Außerhalb der USA: 618-277-9150 • Fax: 618-277-6518 • intl@roho.com

ROHO.com



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Germany

Item # T20203, Revision: 6/20/16



The Quality Management System of ROHO, Inc. is certified to ISO 9001:2008 and ISO 13485:2003.