

## Op maat gemaakt ROHO® AGILITY® rugstelsysteem bijlage

Leverancier: Deze instructies moet aan de gebruiker van dit product worden gegeven.

Operator (Gebruiker of verzorger): Voordat u dit product gebruikt, de gebruiksaanwijzing lezen en bewaren om in de toekomst te kunnen raadplegen.



Dit document is bedoeld als aanvulling op de productinformatie bij uw ROHO AGILITY Rugstelsysteem en ROHO AGILITY Rugstelsysteem hardware, waaronder:

- |  |  |
|--|--|
| - <b>ONDERDELEN GEGEVENS EN PRODUCTSPECIFICATIES</b>   | - <b>KANTEL HET RUGSTELSYSTEEM</b>   |
| - <b>RUGFRAME HARDWARE INSTALLEREN</b>   | - <b>VERWIJDEREN EN INSTALLATIE VAN HOES</b>                                 |
| - <b>INSTALLEREN EN VERWIJDEREN VAN DE MONTAGESET VOOR OP DE RUGBUIZEN</b>                         | - <b>VERWIJDEREN EN INSTALLATIE VAN HOESONDERDELEN</b>                       |
| - <b>AGILITY INSTALLATIE EN VERWIJDERING</b>   | - <b>ACCESSOIRES</b>   |
| - <b>HOOGTE AFSTELLEN EN DIEPTE EN HOEK VAN DE ZITTING AANPASSEN</b>                               | - <b>PROBLEEMEN OPLOSSEN, ONDERHOUD, VERWIJDEREN, REINIGEN EN ONTSMETTEN</b> |
| - <b>BEPERKTE GARANTIE: RUGFRAME, MONTAGESET VAN HET RUGFRAME, MONTAGESET VOOR OP DE RUGBUIZEN</b> |  |

Het Custom ROHO® AGILITY® Rugkussen (Custom AGILITY Rugkussen) is een op maat gemaakt apparaat ontworpen om aan de specifieke behoeften van de gebruiker te voldoen. De voorschrijvende arts moet gecontacteerd worden voor vragen met betrekking tot het volledige beoogde gebruik van dit aanpasbare product.

### Productspecificaties

**Materiaal:** neopreen rubber, gemaakt zonder latex; Vernikkeld messing oppompventiel; polyethyleenschuim



### Veiligheidsinformatie



**Let op:** Langdurige blootstelling aan ozon kan materialen die worden gebruikt in dit product afbreken, invloed hebben op de prestaties, en de garantie ongeldig maken.

### DRY FLOATATION® Lucht kussen: Instructies voor het aanpassen van het AGILITY-rugstelsysteem

- Plaats het op maat gemaakte AGILITY- rugkussen in het AGILITY- frame achteraan, de luchtcellen naar de persoon gericht. Gebruik het klittenband om het rugkussen aan het frame achteraan te bevestigen.
- Open het ventiel (A). Schuif het rubberen mondstuk van de handpomp over het ventiel. Blaas het compartiment op tot het lichtjes bol komt te staan. Verwijder het rubberen mondstuk van de handpomp en sluit het ventiel (B). Verwijder de handpomp. *(Herhaal dit proces voor elke gedeelte totdat alle compartimenten zijn opgeblazen.)*
- De persoon moet in zijn of haar gebruikelijke houding zitten. Zorg dat het rugkussen correct achter het individu is geplaatst.
- Indien nodig Past u de hoeveelheid lucht in het kussen aan. Zorg ervoor dat er ten minste ½ in. (1,5 cm) luchtondersteuning is voor botuitsteeksels van de gebruiker.
- Na het aanpassen, controleert u of alle ventielen gesloten zijn.



**⚠ Waarschuwing: CONTROLEER DE LUCHTDRIK! Zorg ervoor dat er ten minste ½ in. (1,5 cm) luchtondersteuning is voor botuitsteeksels van de gebruiker. Het door de voorschrijver aanbevolen opblaasniveaus opvolgen.**

## DRY FLOATATION® Lucht kussen: Reiniging en desinfectie



### NIET DOEN:

- het inzetstuk in de wasmachine reinigen of drogen in de droogtrommel
- schuurmiddelen gebruiken zoals staalwol, schuurpads
- detergens voor de vaatwasser gebruiken
- schoonmaakmiddelen gebruiken die petroleum of organische solventen bevatten, zoals aceton, toluen, methylethylketon (MEK), nafta, droge schoonmaakmiddelen, lijmverwijderaars, enz
- water of reinigingsoplossing in het product laten komen
- het product blootstellen aan ultraviolet licht of reinigingsprocédés die gebruik maken van ozongas
- lotions op basis van olie, of ontsmettingsmiddelen op basis van fenol gebruiken

**Het luchtkussen reinigen:** Haal het luchtkussen uit de hoes en verwijder het schuim, sluit de ventiel(en) en plaats het luchtkussen in een grote gootsteen. Met de hand wassen met milde vloeibare handzeep, hand-afwasmiddel, wasmiddel, of met een allesreiniger (zie de instructies op het productlabel.) Alle oppervlakken van het kussen voorzichtig boenen met een zachte kunststof borstel, een spons of een doek. Grondig spoelen met schoon water. Aan de lucht drogen. NIET blootstellen aan direct zonlicht.

**Het luchtkussen desinfecteren:** Herhaal de schoonmaakinstructies en gebruik 1 deel huishoudelijke bleekwater per 9 delen water. Houd het product 10 minuten nat met de bleekwateroplossing. Grondig spoelen met schoon water. Aan de lucht drogen. Opmerking: De meest kiemdodende ontsmettingsmiddelen zijn veilig indien gebruikt volgens de aanwijzingen van de fabrikant van het desinfecterende middel.



### Volg de aanwijzingen op de fles met bleekmiddel.



Opmerking over sterilisatie: Hoge temperaturen versnellen slijtage en kunnen het product beschadigen. ROHO producten zijn niet steriel verpakt maar hoeven niet te worden gesteriliseerd vóór gebruik. Als het eigen protocol sterilisatie vereist, de instructies voor reiniging en ontsmetting opvolgen. Vervolgens de inflation valve openen en de laagst mogelijke sterilisering temperatuur gebruiken - maximaal 60° C (158° F), en voor de kortst mogelijke tijd. GEEN autoclaaf gebruiken.

## Beperkte garantie

Beperkte Garantie Termijn vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum: DRY FLOATATION® Lucht Kussen: 36 maanden; Hoes en Schuimpolstering: 18 maanden. Zie ook de ROHO beperkte garantievooraarden bij uw product of neem contact op met Klantenservice.

ROHO, Inc. heeft als beleid het voortdurende verbeteren van zijn producten en behoudt zich het recht voor om deze handleiding te wijzigen. De huidige versie van dit document is beschikbaar op ROHO.com.

© 2013, 2016 ROHO, Inc.

ROHO®, DRY FLOATATION® en AGILITY® zijn geregistreerde handelsmerken van ROHO, Inc.

De producten in dit document kunnen door een of meerdere VS en buitenlandse patenten en handelsmerken worden beschermd. Voor meer informatie gaat u naar ROHO.com.



ROHO, Inc.

Administratieve kantoren:

100 North Florida Avenue, Belleville, IL 62221-5429, USA

Post-/verzendadres:

1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223-5900, USA

VS: 800-851-3449 • Fax: 888-551-3449 • Klantenservice: cc@roho.com

Buiten de Verenigde Staten: 618-277-9150 • Fax: 618-277-6518 • intl@roho.com

ROHO.com



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Germany

Item # T20203, Revision: 6/20/16



The Quality Management System of ROHO, Inc. is certified to ISO 9001:2008 and ISO 13485:2003.