



ROHO® AirLITE® Cushion

Operation Manual



SUPPLIER: This manual must be given to the user of this product.

CAREGIVER: Before using this product, read the instructions and save for future reference.

shape fitting technology®

ROHO® AirLITE® Pute

Bruksanvisning

Innholdsfortegnelse

Tilsiktet bruk	58
Viktig sikkerhetsinformasjon	
Produktspesifikasjoner	59
Plassering av pute og trekk	60
Vedlikeholdsinstruks	61
Feilsøking	
Retningslinjer for retur	62
Kontaktinformasjon	
Avhending	63
Begrenset garanti	

LEVERANDØR: Denne bruksanvisningen må gis til brukeren av dette produktet.

OMSORGSYTER: Les bruksanvisningen før du benytter produktet og oppbevar den for senere bruk.

ROHO, Inc.

100 N. Florida Avenue, Belleville, IL 62221-5429

USA.: 800-851-3449, Faks 888-551-3449

Utenfor USA: 618-277-9150, Faks: 618-277-6518

www.roho.com • cc@roho.com

© 2014 ROHO, Inc.

Følgende er varemerker og registrerte varemerker for ROHO, Inc.: AirLITE®, AirLITE & design®, ROHO®, og shape fitting technology®.

Produkter i denne bruksanvisningen kan være dekket av ett eller flere amerikanske og utenlandske patenter og varemerker. Se www.roho.com for nærmere informasjon.

ROHO, Inc. har retningslinjer for kontinuerlig produktforbedring, og forbeholder seg retten til å justere dette dokumentet. Den gjeldende versjonen av dette dokumentet er tilgjengelig på www.roho.com.

Tilsiktet bruk

ROHO® AirLITE®-pute (AirLITE) er en rullestolpute med et ikke-justerbart, luftfylt, segment utformet ROHO AIR FLOTATION-innlegg som er omgitt av formet skum. AirLITE er utformet for å kunne tilpasse seg brukerens seteform for god sittestilling. Den har en maks brukervekt på 136 kilo, og puten må ha riktig størrelse i forhold til brukeren. AirLITE må brukes med det vedlagte trekket.

ROHO, Inc. anbefaler evaluering av lege/kliniker som har erfaring i sittestillinger, posisjonering og mobilitet: 1) for å avgjøre om puten passer til brukeren; og 2) for å avgjøre om en solid setepattform er å anbefale dersom puten benyttes på en rullestol med hengemattesete.

ROHOs medisinske produkter er ment for å være en del av et helhetlig omsorgs- og behandlingsopplegg. ROHO, Inc. anbefaler at klinikere, lege eller terapeut, gir produktanbefalinger basert på undersøkelse av brukerens medisinske og terapeutiske tilstand.



Viktig sikkerhetsinformasjon


Advarsler

- **IKKE** bruk puten dersom brukeren har et eksisterende trykksår. Nedbryting av hud / mykt vev kan oppstå på grunn av en rekke faktorer, som varierer fra individ til individ. Sjekk huden ofte, minst en gang om dagen. Rødhet, blåmerker, eller mørkere områder (i forhold til normal hud) kan tyde på begynnelsen av bløtvev sammenbrudd. Rådfør deg med en kliniker umiddelbart.
- Puteenheten og trekket må ha kompatible størrelser og **MÅ** brukes som anvist i denne brukerveiledningen. **HVIS IKKE** kan fordelene ved å bruke puten bli redusert eller bortfalle, og øke risikoen for skade på hud eller bløtdeler, samt øke risiko for å skli ut av stolen.
- **IKKE** bruk puten som et flyteredskap (f.eks. livbelte). Den vil **IKKE** holde deg flytende i vann.

OBS!

- **IKKE** utsett puten for høy varme, åpen ild eller glødende aske.
- Langvarig utsettelse for ozon vil forringe materialene som brukes i AirLITE puten og kan påvirke produktets ytelse og ugyldiggjøre produktgarantien.

Produktspesifikasjoner



- A. **Trekk:** væskebestandig, to-veis stretch topp, to-veis stretch sider, og den sklisikre bunnen
- B. **Grunn:** polyuretan og polyetylen
- C. **Luftinnsats:** polyuretan, ikke-justerbart, segmentert
- D. **Brukerveiledning** og **produktregistreringskortet**

Størrelser (alle mål er omtrentlige):

	Minste bredde	Minste dybde	Største bredde	Største dybde
tommer	13.0	13.0	20.0	20.0
cm	33.0	33.0	51.0	51.0

Gjennomsnittlig vekt: 2 lbs. (0.9 kg)

Høydespekter: 2 bis 3¾ in. (5 bis 9.5 cm)

Plassering av pute og trekk

Merk: Se etiketten på bunnen av puten og bildet på trekket for å plassere pute og trekk riktig.

Puteplassering:


1. Plasser puten direkte på setet. Merk: Dersom seteinnlegg brukes, plasser det på innsiden av trekket, under skumbasen.



Når det er mulig, bruk borrelåsen for å feste trekket til sitteflaten ytterligere.


2. Plasser brukeren på puten, og forsikre deg om at benfremspring støttes av luftcellene. Kontroller at puten er riktig dimensjonert for den enkelte og rullestolen.

Ta av trekk: Åpne glidelåsen på trekket. Ta trekket av puten.



Sette på trekk:

1. Åpne glidelåsen på trekket.
2. Legg puten inn i trekket, fronten først, med det formede skummet vendt opp.
3. Lukk glidelåsen.



Sjekk trekket for skader og bytt det ut om nødvendig.

Vedlikeholdsinstrukser

Rengjøring og desinfisering er separate prosesser. Rengjøring må utføres før desinfisering. Før bytte av bruker: rengjør, desinfiser, og sjekk produktets funksjonalitet.

IKKE:

- maskinvask puten i kaldt vann
- senk puten i vann
- bruk etsende, maskin oppvaskmidler
- autoklav, damp ren, eller utsett puten for temperaturer over 150 ° F (65 ° C)
- bruk rengjøringsprodukter som inneholder petroleum eller organiske løsemidler som aceton, toluen, metyletylketon (MEK), nafta, kjemiske rensemidler
- utsett puten for ozongass eller rengjøringsmetoder med ultrafiolett lys

MERK: Før rengjøring og desinfisering, ta trekket av puten. Fjern krok feste bitene fra bunnen av trekket.

Rengjøring av trekk: Maskinvask i kaldt vann (30 ° C) med et mildt vaskemiddel, finvask. Tørketromles på lav temperatur.



Desinfisering av trekk: Vaskes i varmt vann (60 ° C). Tørketromles på lav temperatur.



Rengjøring av pute: Ta av trekket. Tørk forsiktig over med en klut fuktet med vann og et vanlig rengjøringsmiddel. Skyll kluten og tørk igjen. La skumbasen lufttørke grundig før trekket settes på igjen.



 **Desinfeksjonsmidler er ikke effektive på porøse overflater som skum. Dersom puten blir tilsølt eller infisert, skal den ikke anvendes til flere brukere.**



Dette symbolet betyr "tørk med fuktig klut."

Feilsøking	
Puten føles ustabil eller ukomfortabel.	<ul style="list-style-type: none"> - Kontroller AIRLITE størrelse og plassering. - Kontroller at det ikke er noen gjenstander mellom AIRLITE og sitteflaten. - Ta kontakt med en kliniker.
Puten sklir på stolen.	<ul style="list-style-type: none"> - Sørg for at trekkets sklisikre bunn vender mot sitteflaten. - Dersom det brukes seteinnlegg, sørg for at det er på innsiden av trekket, under skumbasen. - Når det er mulig, bruk borrelåsen for å feste trekket til sitteflaten ytterligere.
Puten viser uvanlig stivhet; puten har vært i temperaturer lavere enn 32 ° F (0 ° C).	La puten varmes opp til romtemperatur 72 ° F (22 ° C) før bruk.

Retningslinjer for retur

Kontakt ROHO før du returnerer produktet. Retur av produkter krever forhåndstillatelse fra ROHO, Inc., og produktet må være nytt og ubrukt, og det vil kreves et returgebyr.

Kontaktinformasjon:

I USA: Telefon: 800-851-3449 • Faks: 888-551-3449

Garantiservice: warranty@roho.com • Kundeservice: cc@roho.com

Merknad: Hvis du blir bedt om å returnere eventuelle produkter, send til:

ROHO, Inc., 1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223

Utenfor USA: intl@roho.com • Telefon: 618-277-9150 • Faks: 618-277-6518

Eller gå til www.roho.com for en liste over internasjonale ROHO-leverandører.

Avhending

Når produktet er brukt og avhendet på riktig måte, er det ingen kjente miljøfarer tilknyttet noen av bestanddelene. Kast produktet og/eller delene iht. gjeldende lokale lovmessige retningslinjer. **MÅ IKKE BRENNES.**

Begrenset garanti

Hva er dekket? ROHO, Inc. dekker eventuelle defekter i materialer eller produksjonsfeil.

Hvor lenge? 24 måneder fra produktets opprinnelig kjøpsdato. Garantien gjelder ikke for punkteringer, rifter eller brannskader, og gjelder heller ikke for det avtakbare trekket.

Hva dekkes ikke? Et produkt som har blitt brukt feil, skadet i en ulykke eller naturkatastrofe, f.eks. oversvømmelse, tornado, jordskjelv, brann. Enhver utskiftning av medfølgende produkttilbehør eller endring av produktet vil oppheve garantien.

Hva må kunden gjøre: I USA må kunden ta kontakt med ROHOs garantiavdeling. Merknad: Produkter som sendes til ROHO, Inc. uten forutgående tillatelse vil returneres til kunden. Utenfor USA, ta kontakt med din lokale ROHO-leverandør.

Spørsmål? Se KONTAKTINFORMASJON.

Ansvarsfraskrivelse. Enhver implisert garanti, inkludert GANGBARHET OG PASSENDE BRUK FOR EN SPESIELL HENSIKT er også begrenset til samme tidsperiode for produkttypene oppført ovenfor i "Hvor lenge?"-avsnittet. Eventuelle tiltak for brudd på slike garantier eller andre særskilte garantier heri må påbegynnes innen denne fristen. ROHO, Inc. skal ikke være ansvarlige for tilfeldige skader eller følgeskader skader med hensyn til økonomisk tap til eiendom, enten som følge av et brudd på uttrykkelige eller underforståtte garantier eller på annen måte.

Dine rettigheter og effekten av denne garantien på disse. Denne garantien begrenser varigheten av eventuelle underforståtte garantier som nevnt ovenfor, og begrenser eller utelukker gjenoppretting for tilfeldige skader eller følgeskader. Noen jurisdiksjoner tillater ikke begrensninger på hvor lenge underforståtte garantier vil vare og noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse eller begrensning av følgeskader eller tilfeldige skader, så disse bestemmelsene gjelder kanskje ikke for deg. Selv om denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, kan du også ha andre rettigheter som varierer fra jurisdiksjon til jurisdiksjon.



Mailing/Shipping Address:
1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223-5900 USA

Administrative Offices:
100 N. Florida Avenue, Belleville, IL 62221-5429 USA
U.S.: 800-851-3449 • Fax 888-551-3449
Outside the U.S.: 618-277-9150 • Fax 618-277-6518

www.roho.com



The Quality Management System
of ROHO, Inc. is certified to
ISO 9001:2008 and ISO 13485:2003.

Item #T22301
Rev. Date: 11/1/14
Print Date: _____



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

