

## **RETROBACK™** **Wheelchair Back Support**

### **Operations Manual**



**SUPPLIER:** THIS MANUAL MUST BE GIVEN TO THE USER OF THIS WHEELCHAIR BACK SUPPORT.

**USER:** BEFORE USING THIS WHEELCHAIR BACK SUPPORT, READ THESE INSTRUCTIONS AND SAVE FOR FUTURE REFERENCE.

**PROVEEDOR:** ESTE MANUAL DEBE ENTREGARSE AL USUARIO DEL PROTECTOR DE ESPALDA PARA SILLAS DE RUEDAS.

**USUARIO:** ANTES DE UTILIZAR ESTE PROTECTOR DE ESPALDA PARA SILLAS DE RUEDAS, LEA ESTAS INSTRUCCIONES Y GUARDELAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

## **TABLE OF CONTENTS**

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Intended Use</b>                             | <b>1</b>    |
| <b>Precautions</b>                              | <b>1</b>    |
| <b>Parts Detail</b>                             | <b>2</b>    |
| <b>Sizing Table</b>                             | <b>2</b>    |
| <b>Attachment Instructions</b>                  | <b>3</b>    |
| <b>Cover Removal &amp; Replacement</b>          | <b>4</b>    |
| <b>Cleaning and Disinfecting</b>                | <b>5</b>    |
| <b>Return, Repair &amp; Contact Information</b> | <b>5</b>    |
| <b>Warranty</b>                                 | <b>6</b>    |
| <b>Spanish</b>                                  | <b>7-12</b> |

ROHO, Inc. has a policy of continual product improvement and reserves the right to amend specifications presented in this manual.

The Retroback™ Wheelchair Back Support is manufactured in the U.S.A. by ROHO, Inc.  
100 N. Florida Avenue, Belleville, IL 62221-5429  
U.S.A.: 800-851-3449, Fax 888-551-3449  
Outside the U.S.A.: 618-277-9150, Fax 618-277-6518  
www.therohogroup.com • cs@therohogroup.com

© 2008 ROHO, Inc.

The following are trademarks and registered trademarks of ROHO, Inc.: ROHO®, DRY FLOATATION®, Retroback™ and shape fitting technology®.  
Velcro® is a registered trademark of Velcro Industries B.V.

## INTENDED USE

The Retroback Wheelchair Back Support (“Retroback”) is a wheelchair back product designed to fit over the wheelchair sling back upholstery on a range of wheelchair sizes. (See the Sizing Table included in this manual.) The Retroback is composed of a foam pad, a cover, and a steel clip that hooks to a wheelchair sling back. The Retroback can be used with folding or fixed frame wheelchairs.



The Retroback is not a replacement for the original manufacturer’s wheelchair sling back. It is intended to be an add-on product to sling-back wheelchairs that rests between the user and the sling back to promote a more upright posture resulting in improved positioning of the pelvis and trunk. The Retroback is intended to improve the user’s comfort and basic positioning needs. It is designed to be easily attached and removed from a wheelchair without tools or hardware. It is not intended to provide lumbar or lateral support and is not intended to be used with a solid back.



## PRECAUTIONS

- Before using the Retroback, ROHO, Inc. recommends a clinician evaluate the need for anti-tipping devices. As with any addition to your wheelchair, the Retroback may affect the stability of the wheelchair.
- **DO NOT** use the Retroback as a replacement for the original manufacturer’s wheelchair sling back.
- Remove the Retroback from the wheelchair prior to folding the wheelchair.
- The Retroback must be assembled correctly and attached to the wheelchair as described in this manual.
- The Retroback should be sized correctly to the wheelchair and will not fit every wheelchair. The Retroback decreases the seat depth. Refer to the Sizing Table in this manual and consult with a clinician or supplier providing the equipment.
- **DO NOT** use the Retroback to lift the wheelchair.
- The Retroback maximum user weight limit is 300 lbs. (136 kg).
- The Retroback has not been tested for use in a motor vehicle. Always have the user transfer to an approved vehicle seat.
- Protect the Retroback from blunt force shocks that may cause damage and/or breakage.
- Altering the Retroback will void the warranty.
- **DO NOT** hang personal items from the back clip handle.

## PARTS DETAIL



**A. Cover:** The cover consists of a front foam section and a back clip section. The top has a three section Velcro® enclosure. The front material is 100% water resistant nylon and the sides are 100% polyester knit spacer fabric. The back and the section divider are 100% polyurethane coated nylon knitted fabric.

**B. Foam Pad:** Provides additional support to the user's pelvis & trunk. Made of polyurethane foam.

**C. Back Clip:** Chrome plated steel clip. A handle near the top aids in removal of the Retroback from the wheelchair.

**D. Snaps:** Holds back clip in place.

**E. Operations Manual:** Instructions on Retroback attachment, care and other important information.

**F. Product Registration Card:** Complete product registration card and mail to ROHO, Inc. or register online at [www.therohogroup.com](http://www.therohogroup.com).


### Sizing Table

| Item Numbers | Retroback Cover & Foam Pad Size (Width x Height x Depth)  | Fits Wheelchair Widths* |                     | Fits Wheelchair Heights |                     |
|--------------|---|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|              |   | min.                    | max.                | min.                    | max.                |
| RETRO16C     | 13 in. x 14 in. x 1.5 in.<br>(33.0 cm x 35.5 cm x 4.0 cm) | 15 in.<br>(38.0 cm)     | 16 in.<br>(40.5 cm) | 16 in.<br>(40.5 cm)     | 18 in.<br>(45.5 cm) |
| RETRO18C     | 15 in. x 14 in. x 1.5 in.<br>(38.0 cm x 35.5 cm x 4.0 cm) | 17 in.<br>(43.0 cm)     | 18 in.<br>(45.5 cm) | 16 in.<br>(40.5 cm)     | 18 in.<br>(45.5 cm) |
| RETRO20C     | 17 in. x 14 in. x 1.5 in.<br>(43.0 cm x 35.5 cm x 4.0 cm) | 19 in.<br>(48.5 cm)     | 20 in.<br>(51.0 cm) | 16 in.<br>(40.5 cm)     | 18 in.<br>(45.5 cm) |

\* All measurements taken are from outside of back post to outside of back post.

The average weight of an assembled Retroback is 3 lbs. (1.4 kg).


## **ATTACHMENT INSTRUCTIONS**



### **To Attach the Retroback to a Wheelchair:**

1. Orient the Retroback with the foam pad side facing towards the front of the wheelchair, the back clip facing towards the back seat sling, and the Velcro side of the cover facing up.
2. Slide the back clip down over the wheelchair sling back so the sling is between the nylon back side of the cover and the back clip.
3. Push the Retroback down until the top of the back clip rests on the center of the top edge of the wheelchair sling back.


The Retroback is now ready for use.



### **To Remove the Retroback from a Wheelchair:**


1. Grasp the handle at the top of the back clip and pull the Retroback straight up until it is clear of the wheelchair sling back.

## **COVER REMOVAL & REPLACEMENT**



### **To Remove The Cover:**

1. Remove the Retroback from the wheelchair.
2. Pull open the Velcro flap sections on the top edge of the Retroback cover.
3. Pull the foam pad out of the cover's front foam section.
4. Unsnap both of the snaps holding the back clip in place.
5. Slide the back clip out of the cover's back clip section.





### **To Replace The Cover:**


1. Lay the cover on a flat surface with the Velcro top open and the back clip section facing up (two metal snaps should be visible).
  2. Hold the back clip so the Retroback logo is facing up. Slide the open bottom of the back clip into the cover's back clip section so the non-logo side of the back clip rests between the snaps. Note: The side of the clip with the Retroback logo should still be visible on the outside of the cover. Press the snaps together to entrap the back clip (see diagram for snap location).
  3. Turn the cover over so the clip is now facing down. Slide the foam pad into the front foam section. Note: The "Top" label should be visible after the foam pad is in place. Close the two side sections of the Velcro flaps, followed by the center sections to secure the foam pad.
- The Retroback is now ready for attachment.

## **CLEANING AND DISINFECTING**

**Cleaning and disinfecting are two different processes. Cleaning must precede disinfecting.**

Disassemble the Retroback before cleaning or disinfecting any of its components.


To clean the cover, machine wash in warm water (40° C). Air dry.  

To disinfect the cover, hand wash in warm water using 1/2 cup liquid household bleach per quart of water (125 ml bleach to 1 liter of water) solution and rinse thoroughly, or machine wash in hot water (60° C). Air dry. 

 Follow safety guidelines on bleach container.

To clean the foam pad surface, wipe gently with a cloth dampened with mild soap and water. Air dry. No heat.

To disinfect the foam pad surface, wipe gently with a cloth dampened with a household cleaning disinfectant. Allow foam pad to dry thoroughly before inserting back into cover.

 **Notes:**

**DO NOT** sterilize or autoclave the foam pad or cover.

**DO NOT** immerse the foam pad in water or liquids.

To clean the steel clip, wipe with a cloth dampened with a household cleaner.

To disinfect the steel clip, wipe with a cloth dampened with a household cleaning disinfectant.

For multiple patient use, institutions **MUST** clean and disinfect the product between each patient use.

## **RETURN, REPAIR & CONTACT INFORMATION**

If you require a repair, you may return the product for assessment. Before returning the product to ROHO, Inc., contact our Customer Support Department at 1-800-851-3449 toll free in the **U.S.A.** for a Return Authorization Number. A Return Authorization Number must be obtained from ROHO, Inc. and a completed Return Authorization Form must be included with your product when returned. The Return Authorization Form can be obtained from our website at [www.therohogroup.com](http://www.therohogroup.com) or by contacting Customer Support. **Outside the U.S.A.**, contact the nearest ROHO International distributor. See website for current list of ROHO International distributors ([www.therohogroup.com](http://www.therohogroup.com)).

Be advised that a charge will be assessed for any service provided for a product that does not qualify under the product's warranty.

Failure to submit a Return Authorization Form may result in the product being returned without evaluation or repair.

## **DISPOSAL**

When properly used and disposed, there are no known environmental hazards associated with the components of the Retroback. Dispose of the product and / or components in accordance with the applicable regulations in your jurisdiction.

## Limited Warranty

### What is covered?

ROHO, Inc. covers any defects in materials or workmanship of the product. Any substitutions of supplied components will void the warranty.

### For how long?

12-months from the date the product was originally purchased.

### What we will do.

Within a reasonable amount of time after you return the product to us, we will repair or replace any defect in material and workmanship and ship it back to you, all free of charge.

### What we will not do.

We will not repair a product free of charge if it has been misused, damaged by an accident, or damaged from "an act of Nature", e.g., flood, tornado, earthquake, fire.

### What the customer must do.

Within the **U.S.A.**, the customer must contact ROHO, Inc. to obtain a Return Authorization Number and a completed Return Authorization Form must be included with the product when returned. The Return Authorization Form can be obtained from our website at [www.therohogroup.com](http://www.therohogroup.com) or by contacting Customer Support at 1-800-851-3449 toll free. **Outside the U.S.A.**, contact the nearest ROHO International distributor. See website for current list of ROHO International distributors ([www.therohogroup.com](http://www.therohogroup.com)).

Failure to submit a Return Authorization Form may result in the product being returned without evaluation or repair.

### Questions.

Call our Customer Support Department toll free from **U.S.A.** at (800)-851-3449. **Outside of U.S.A.** call your ROHO International distributor or the ROHO Customer Support Department at 1-618-277-9150.

### Disclaimer

Any implied warranties, including the MERCHANTABILITY and FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are also limited to the period of time specified above from the date of original purchase and any action for a breach of such warranties or any express warranties herein must be commenced within this time. ROHO, Inc. shall not be responsible for any incidental or consequential damages with respect to economic loss or injuries to property, whether as a result of a breach of express or implied warranties, or otherwise. ROHO, Inc. will not be responsible for the results of careless handling, unreasonable or improper use of this product.

### Your Rights and the Effect of this Warranty upon Them

This warranty restricts the duration of all implied warranties as noted above and limits or excludes recovery for incidental or consequential damages. Some jurisdictions do not allow limitations on how long implied warranties will last and some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so those provisions may not apply to you. While this warranty gives you specific legal rights, you may also have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction.



## **APLICACION**

El protector de espalda para sillas de ruedas ("Retroback"), es un protector de espalda que se diseñó para colocarse sobre el tapizado posterior del espaldar de las sillas de ruedas. Los tamaños varían dependiendo del tamaño de la silla de ruedas. (Vea la tabla de tamaños que se incluye en este manual). El Retroback consta de una almohadilla de espuma, un cobertor y un clip de metal que se engancha al espaldar de la silla de ruedas. El Retroback se puede usar con sillas de ruedas de estructura plegable o fija.




El Retroback no es un reemplazo del espaldar de la silla de ruedas del fabricante original. Se diseñó para ser un producto agregado para el espaldar de la silla de ruedas, que se coloca entre el usuario y el espaldar de la silla de ruedas, para estimular una postura más erguida que permita que la pelvis y el tronco tengan una mejor posición. El Retroback está diseñado para mejorar la comodidad y las necesidades básicas de posicionamiento del usuario. Está diseñado para poder colocarse y quitarse de una silla de ruedas sin la necesidad de utilizar herramientas o utensilios. No está diseñado para proporcionar apoyo de espalda o lateral ni para utilizarse con un respaldo sólido.



## **PRECAUCIONES**

- Antes de utilizar el Retroback, ROHO, Inc. recomienda que un médico evalúe la necesidad de dispositivos para evitar la inclinación. Como con cualquier dispositivo que se agregue a su silla de ruedas, Retroback podría afectar la estabilidad de la silla de ruedas.
- NO utilice el Retroback como un reemplazo del espaldar de la silla de ruedas del fabricante original.
- Retire el Retroback de la silla de ruedas antes de plegarla.
- El Retroback debe ensamblarse de manera correcta y debe colocarse en la silla de ruedas según se describe en este manual.
- El Retroback debería tener el tamaño correspondiente para la silla de ruedas y no entrará en cualquier silla de ruedas. Retroback disminuye la profundidad del asiento. Vea la tabla de tamaños en este manual y consulte con un clínico o con el proveedor que le proporcionó el equipo.
- NO utilice al Retroback para levantar la silla de ruedas.
- El límite de peso del usuario del Retroback es de 300 lb (136 kg).
- No se ha comprobado si el Retroback puede utilizarse en un automóvil. Siempre traslade al usuario a un asiento apropiado de automóvil.
- Proteja al Retroback de golpes fuertes que podrían causar daño y/o rupturas.
- Si el Retroback es alterado, se anulará la garantía.
- NO cuelgue objetos personales en la manija del clip posterior.

## DETALLE DE LAS PARTES



A. Cobertor: el cobertor consta de una sección de espuma delantera y una sección con un clip posterior. La parte superior cuenta con un recinto de tres secciones de Velcro®. El material delantero es nailon 100% resistente al agua y los laterales son de una tela de 100% poliéster. La parte posterior y el divisor de secciones son de tejido de nailon recubierto en poliuretano en un 100%.

B. Almohadilla de espuma: proporciona apoyo adicional para la pelvis y el tronco del usuario. Fabricado con espuma de poliuretano.

C. Clip posterior: clip de acero cromado. Una manija cercana a la parte superior ayuda a retirar el Retroback de la silla de ruedas.

D. Broches: mantienen el clip en su lugar

E. Manual de operaciones: instrucciones acerca de la colocación, el cuidado y otra información importante sobre el Retroback.

F. Tarjeta de inscripción del producto: complete la tarjeta de inscripción del producto y envíela por correo electrónico a ROHO, Inc. o inscribáse en línea en [www.therohogroup.com](http://www.therohogroup.com).


### Tabla de tamaños

| Nombre de producto | Cobertor y almohadilla de espuma del Retroback<br>Tamaño (ancho x alto x profundidad) | Entra en sillas de ruedas de ancho * |                    | Entra en sillas de ruedas de altura |                    |
|--------------------|---|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
|                    |   | min.                                 | máx.               | min.                                | máx.               |
| RETRO16C           | 13 p. x 14 p. x 1,5 p.<br>(33,0 cm x 35,5 cm x 4,0 cm)                                | 15 p.<br>(38,0 cm)                   | 16 p.<br>(40,5 cm) | 16 p.<br>(40,5 cm)                  | 18 p.<br>(45,5 cm) |
| RETRO18C           | 15 p. x 14 p. x 1,5 p.<br>(38,0 cm x 35,5 cm x 4,0 cm)                                | 17 p.<br>(43,0 cm)                   | 18 p.<br>(45,5 cm) | 16 p.<br>(40,5 cm)                  | 18 p.<br>(45,5 cm) |
| RETRO20C           | 17 p. x 14 p. x 1,5 p.<br>(43,0 cm x 35,5 cm x 4,0 cm)                                | 19 p.<br>(48,5 cm)                   | 20 p.<br>(51,0 cm) | 16 p.<br>(40,5 cm)                  | 18 p.<br>(45,5 cm) |

\* Todas las medidas se tomaron desde la parte externa posterior.

El peso promedio de un Retroback armado es de 3 lb (1.4 kg).

## **INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN**




### **To Attach the Retroback to a Wheelchair:**

Para colocar el Retroback en una silla de ruedas:

1. Oriente al Retroback con el lado de la almohadilla de espuma mirando hacia el frente de la silla de ruedas, el clip posterior mirando hacia el espaldar del asiento, y el lado del Velcro de la funda mirando hacia arriba.
2. Deslice el clip posterior hacia abajo por encima del espaldar de la silla de ruedas de modo que el espaldar esté entre el lado posterior de la funda de nailon y el clip posterior.
3. Presione al Retroback hacia abajo hasta que la parte superior del clip se apoye en el centro del borde superior del espaldar de la silla de ruedas.


Retroback está listo para usarse ahora.



### **Para retirar el Retroback de una silla de ruedas:**


1. Tome la manija en la parte superior del clip y tire del Retroback hacia arriba hasta que salga por completo del espaldar de la silla de ruedas.

## **RETIRAR Y REEMPLAZAR EL COBERTOR**



### **Para retirar el cobertor:**

1. Retire al Retroback de la silla de ruedas.
2. Abra las secciones de solapas de Velcro en el borde superior de la funda del Retroback.
3. Retire la almohadilla de espuma de la sección de espuma de la funda delantera.
4. Desabroche los broches que sostienen el clip posterior.
5. Deslice el clip posterior fuera de la sección del clip posterior del cobertor.




### **Para reemplazar el cobertor:**


1. Coloque el cobertor sobre una superficie plana con la parte del Velcro superior abierta y la sección del clip posterior mirando hacia arriba (deben observarse dos broches de metal).
  2. Sostenga el clip posterior de modo que el logo del Retroback mire hacia arriba. Deslice la parte inferior abierta del clip posterior dentro de la sección del clip posterior del cobertor, de modo que el lado que no tiene el logo del clip posterior se apoye entre los broches. Nota: una vez colocado el cobertor, el lado del clip con el logo de Retroback debe verse todavía. Presione los broches juntos para abrochar el clip posterior (vea el diagrama para observar la ubicación de los broches).
  3. Gire el cobertor de modo que el clip mire hacia abajo ahora. Deslice la almohadilla de espuma en la sección de espuma delantera. Nota: la etiqueta "superior" debe poder verse luego de que la almohadilla de espuma esté en su lugar. Cierre las dos secciones laterales de las solapas de Velcro, luego de las secciones centrales para asegurar la almohadilla de espuma.
- El Retroback está listo para colocarse ahora.

## **LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN**

La limpieza y la desinfección son dos procesos diferentes. La limpieza debe ser previa a la desinfección.

Retire el Retroback antes de limpiar o desinfectar cualquiera de sus componentes.


Para limpiar el cobertor, lávelo en la lavadora con agua cálida (40° C). Deje secar. 

Para desinfectar el cobertor, lávelo a mano con agua cálida utilizando 1/2 taza de blanqueador por cuarto de agua (125 ml de blanqueador en un litro de agua) y enjuague completamente o lávela en la lavadora con agua caliente (60° C). Deje secar. 

 Siga las instrucciones de seguridad en el envase del blanqueador.

Para limpiar la superficie de la almohadilla de espuma, pase un trapo ligeramente humedecido con jabón suave y agua. Deje secar. No utilice calor.

Para desinfectar la superficie de la almohadilla de espuma, pase un trapo ligeramente humedecido con un desinfectante de limpieza. Deje que la almohadilla de espuma se seque por completo antes de volver a introducirla en el cobertor.

 **Notas:**

NO esterilice o autoclave la almohadilla de espuma, ni el cobertor.  
NO sumerja la almohadilla de espuma en agua u otros líquidos.

Para limpiar el clip de acero, limpie con un trapo humedecido con limpiador.

Para desinfectar el clip de acero, limpie con un trapo humedecido con un desinfectante limpiador.

Si lo utilizan varios pacientes, las instituciones DEBEN limpiar y desinfectar el producto entre el uso de cada paciente.

## **INFORMACIÓN DE DEVOLUCIÓN, REPARACIÓN Y CONTACTO**

Si necesita una reparación, puede devolver el producto para que se le evalúe. Antes de devolver el producto a ROHO, Inc., póngase en contacto con nuestro Departamento de Soporte al Cliente al número telefónico gratuito 1-800-851-3449 en EE. UU., para obtener un Número de Autorización de Devolución. El Número de Autorización de Devolución que se obtenga de ROHO, Inc., debe ser completado y se debe incluir con el producto cuando se devuelva el mismo. El Formulario de Autorización de Devolución puede obtenerse en nuestro sitio web en [www.therohogroup.com](http://www.therohogroup.com), o bien, si se pone en contacto con Soporte al Cliente. Fuera de los EE. UU., póngase en contacto con el distribuidor internacional de ROHO más cercano. Visite nuestro sitio web para obtener una lista actualizada de los distribuidores internacionales de ROHO ([www.therohogroup.com](http://www.therohogroup.com)).

Tenga en cuenta que se le cobrará por cualquier servicio que se le proporcione a un producto que no satisfaga la garantía del producto.

Si no envía un Formulario de Autorización de Devolución podría devolversele el producto sin evaluación o reparación.

## **DESECHOS**

Cuando se utiliza y se desecha adecuadamente, no hay ningún tipo de peligro para el medioambiente que se relacione con los componentes de Retroback. Deseche el producto y/o sus componentes de conformidad con las normas aplicables en su jurisdicción.

## Garantía limitada

### ¿Qué está cubierto?

ROHO, Inc. cubre cualquier defecto en los materiales o en la fabricación del producto. Cualquier sustitución de los componentes proporcionados, anulará la garantía.

### ¿Por cuánto tiempo?

Por 12 meses a partir de la fecha en que se adquirió el producto originalmente.

### Lo que haremos.

Dentro de un período razonable luego de que nos devuelva el producto, repararemos o reemplazaremos cualquier defecto en el material o en la fabricación y se lo reenviaremos sin costo.

### Lo que no haremos.

No repararemos un producto gratuitamente, si éste ha sido mal usado o si ha sido dañado accidentalmente o a causa de un “hecho de la naturaleza”, por ejemplo, una inundación, un tornado, un terremoto o un incendio.

### Lo que el cliente debe hacer.

Dentro de los EE. UU., el cliente debe ponerse en contacto con ROHO, Inc. para obtener un Número de Autorización de Devolución e incluir un Formulario de Autorización de Devolución completo cuando devuelva el producto. El Formulario de Autorización de Devolución puede obtenerse en nuestro sitio web en [www.therohogroup.com](http://www.therohogroup.com), o bien, poniéndose en contacto con el Departamento de Soporte al Cliente al número telefónico gratuito 1-800-851-3449. Fuera de los EE. UU., póngase en contacto con el distribuidor internacional de ROHO más cercano. Visite nuestro sitio web para obtener una lista actualizada de los distribuidores internacionales de ROHO ([www.therohogroup.com](http://www.therohogroup.com)).

Si no envía un Formulario de Autorización de Devolución podría devolverse el producto sin evaluación o reparación.

### Preguntas.

llame a nuestro Departamento de Soporte al Cliente gratuitamente desde los EE.UU. al (800)-851-3449. Fuera de los EE. UU. llame al distribuidor internacional de ROHO o al Departamento de Soporte al Cliente Internacional de ROHO al 1-618-277-9150.

### Cláusula de exención de responsabilidad:

Cualquier garantía implícita, incluyendo la comerciabilidad y la idoneidad para un propósito particular también se limita al período de tiempo estipulado anteriormente a partir de la fecha de la compra original y cualquier acción que viole tales garantías o cualquier garantía expresa aquí debe iniciarse dentro de este plazo. ROHO, Inc. no se responsabilizará por cualquier daño fortuito o consecuente con respecto a pérdidas económicas o daños a la propiedad, ya sea como resultado de la violación de las garantías expresas o implícitas o viceversa. ROHO, Inc. no se responsabilizará por las consecuencias del uso negligente, excesivo o inapropiado del producto.

### Sus derechos y los efectos de esta garantía sobre ellos

Esta garantía limita la duración de todas las garantías implícitas según se menciona anteriormente y limita o excluye la recuperación en caso de daños fortuitos o consecuentes. Algunas jurisdicciones no permiten limitaciones respecto del tiempo que durarán las garantías implícitas, mientras que otras jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños fortuitos o consecuentes, por lo que esas disposiciones podrían no aplicarse para usted. En tanto esta garantía le otorga derechos legales específicos, también podría tener otros derechos que varían de jurisdicción en jurisdicción.

Item #T68000

07/08



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Germany



The Quality Management Systems  
of ROHO, Inc. are certified to  
ISO 9001:2000 and ISO 13485:2003.

**A PRODUCT SUPPORTED BY:**



**the ROHO group**

shape fitting technology®

100 N. Florida Avenue

Belleville, IL 62221-5429 U.S.A.

[www.therohogroup.com](http://www.therohogroup.com) • [cs@therohogroup.com](mailto:cs@therohogroup.com)

U.S.A. & Canada: 800-851-3449, Fax 888-551-3449

Outside the U.S.A.: 618-277-9150, Fax 618-277-6518