



LTV Seat®
Owner's Manual



Inhoud van de verpakking

LTV® -kussen
LTV -hoes
Handleiding
Handpomp
Reparatiekit

LTV Seat® Handleiding

Uw LTV® -zitting aanpassen (LTV Seat):

1. Draai het ventiel naar links om het te openen. Pomp op met de handpomp totdat alle luchtcellen zijn gevuld. Draai het ventiel naar rechts en verwijder vervolgens de handpomp.
2. Plaats de LTV-zitting op uw zitoppervlak: de antislipzijde van de LTV-hoes moet naar beneden zijn gericht en het gedeelte met de rits moet naar de achterzijde zijn gericht. Het ventiel moet zich in de linkerhoek vooraan bevinden.
3. Ga in normale zithouding op de LTV-zitting zitten.
4. Open het ventiel om lucht te laten ontsnappen. Wanneer u lucht laat ontsnappen, zal u langzaam in uw LTV-zitting wegzakken. Laat de lucht ontsnappen totdat u het gewenste comfortniveau bereikt, draai vervolgens het ventiel naar rechts. Laat lucht ontsnappen of voeg lucht toe totdat u het gewenste comfortniveau bereikt.

De LTV-hoes schoonmaken:

Verwijder de hoes van het kussen.

Als de hoes uit textiel is vervaardigd: In de wasmachine wassen, zachte koude cyclus, met gelijkaardige kleuren wassen. In de lucht laten drogen.

Als de hoes Ultraleather™ is: Met de hand wassen, met een milde zeep. Droog vegeen of in de lucht laten drogen.



Het LTV-kussen schoonmaken:

1. Sluit het ventiel en plaats het kussen in een grote bak. Gebruik een vloeibaar wasmiddel voor de vaatwas, voor de was of een ander veelzijdig wasmiddel dat voor algemene reiniging wordt gebruikt. Volg de instructies op het label van het product.
2. Gebruik een zachte plastic borstel, spons, washandje om alle oppervlaktes te reinigen.
3. Spoel het kussen met zuiver water en laat het kussen in de lucht drogen of droog deze met een handdoek.
 - NIET blootstellen aan direct zonlicht.
 - GEEN wasmiddelen voor vaatwassers gebruiken, deze zijn te bijtend.

Waarschuwing:

- Bescherm de LTV-zitting tegen scherpe voorwerpen en hete as.
- Gebruik de LTV-zitting NIET als drijver. Het kussen kan u NIET ondersteunen in water.

LTV® -kussen vervaardigd in de Verenigde Staten.

ROHO, Inc. LTV®, LTV Seat®, ROHO®, en shape fitting technology® zijn geregistreerde handelsmerken van ROHO, Inc. Ultraleather™ is een geregistreerd handelsmerk van Ultrafabrics.

Beperkte Garantie

Wat valt onder de garantie? ROHO, Inc. geeft garantie op defecten aan materiaal of vervaardiging van het product. Vervangstukken van geleverde onderdelen zullen de garantie teniet doen.

Hoe lang? 12 maanden vanaf de aankoopdatum, met uitzondering van de hoes, die een beperkte garantie heeft van 6 maanden.

Wat valt er niet onder de garantie? Producten die misbruikt werden, beschadigd werden door een ongeval of door natuurrampen (overstromingen, tornado, aardbeving, brand). Als er vervangingsonderdelen worden gebruikt of er worden wijzigingen aan het product uitgevoerd, dan zal de garantie ongeldig zijn.

Wat zullen we doen: Binnen een redelijke tijd, na het verzenden van het product naar ons, zullen we de gebreken in het materiaal/vervaardiging herstellen of vervangen naar eigen goeddunken en het terug naar u verzenden, zonder kosten.

Wat moet de klant doen: Binnen de Verenigde Staten, neem contact op met onze garantieafdeling op warranty@roho.com of bel ons groen nummer 1-800-851-344. Buiten de Verenigde Staten, neem contact op met de verdeler van ROHO International van uw land. Opmerking: Items die zonder voorafgaande toestemming teruggezonden worden naar ROHO, Inc. zullen teruggezonden worden naar de klant.

Vragen? Zie contactgegevens.

Disclaimer: Om het even welke garantie, inclusief de VERHANDELBAARHEID en GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL zijn beperkt tot dezelfde producttypes in de sectie "Hoe lang" en elke inbreuk van deze garanties of elke hierin uitgedrukte garanties moeten binnen deze tijd gestart worden. ROHO, Inc. is niet verantwoordelijk voor bijkomende of voortvloeiende schade met betrekking tot economisch verlies, schade aan eigendom als gevolg van een breuk van uitgedrukte of geïmpliceerde garanties, of andere.

Uw rechten en de gevolgen van deze garantie op uw rechten: Deze garantie beperkt de duur van alle geïmpliceerde garanties zoals hierboven beschreven en beperkt, of sluit uit, schadevergoeding voor bijkomende of voortvloeiende schade. Sommige jurisdicties laten geen beperkingen op hoe lang geïmpliceerde garanties zullen duren toe, en sommigen laten de uitsluiting of beperking van bijkomende of voortvloeiende schades niet toe, het is dus mogelijk dat deze beperking en uitsluiting niet op u van toepassing is. Hoewel u aan deze garantie bepaalde rechten ontleent, kunt u daarnaast nog over andere rechten beschikken die echter per jurisdictie kunnen verschillen.

Contactgegevens	
In de Verenigde Staten	Tel: 1-800-851-3449 • Fax: 1-888-551-3449 Garantie: warranty@roho.com Cliëntenzorg: cc@roho.com
Buiten de Verenigde Staten	intl@roho.com • Tel: 1-618-277-9150 • Fax: 1-618-277-6518 Of surf naar roho.com voor een lijst met distributeurs van ROHO International.
Als u een product moet retourneren, stuur het product naar:	ROHO, Inc. 1501 South 74th Street Belleville, IL 62223
ROHO, Inc. heeft als beleid het voortdurende verbeteren van zijn producten en behoud het recht voor om dit document te wijzigen. Een bijgewerkte versie van dit document is beschikbaar op roho.com .	
Het is mogelijk dat dit product door een of meerdere Amerikaanse of buitenlandse octrooiën en handelsmerken is gedekt. Voor meer informatie raadpleegt u roho.com .	



Manufactured by ROHO, Inc.

100 N. Florida Avenue, Belleville, IL 62221-5429 USA

U.S.: 800-851-3449 • Fax 888-551-3449

Outside the U.S.: 618-277-9150 • Fax 618-277-6518

Mailing/Shipping Address:

1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223-5900 USA

TheROHOStore.com



T36000

Revision: 08/2015

Qty:

Print Date: