



LTV Seat®
Owner's Manual



Förpackningens innehåll

LTV® -dyna
LTV-överdrag
Bruksanvisning
Handpump
Reparationskit

LTV Seat® Bruksanvisning

Justering av din LTV-sits (LTV Seat):

1. Vrid ventilen moturs så att den öppnas. Pumpa upp med hjälp av handpumpen tills alla luftceller är synligt fyllda. Vrid ventilen medurs för att tillsluta och ta sedan bort handpumpen.
2. Placera LTV-sitsen på din sittyta: Den halkfria sidan av LTV-överdraget ska vara vänt nedåt och delen med dragkedja ska vara vänd bakåt. Ventilen ska vara i det främre vänstra hörnet.
3. Sitt på LTV-sitsen i normal sittställning.
4. Öppna ventilen för att släppa ut luft. När luften släpps ut sjunker du sakta ner i LTV-sitsen. Släpp ut luft tills du kommer nära din önskade komfortnivå och vrid sedan ventilen medurs för att tillsluta den. Släpp ut eller tillför mer luft tills du når din önskade komfortnivå.

Rengöring av LTV-överdraget:

Ta bort överdraget från dynan.

Om överdraget är av vadderat tyg: Maskintvätta kallt med ett mildt tvättprogram och med liknande färger. Låt lufttorka.

Om överdraget är av Ultraleather™: Handtvätta med ett mildt tvättmedel. Torka av eller låt lufttorka.



Rengöring av LTV-dynan:

1. Stäng ventilen och placera dynan i en stor skål. Använd ett flytande diskmedel, tvättmedel eller annat allrengöringsmedel som är till för allmän rengöring. Följ de anvisningar för rengöring av ytan som finns på produktens etikett.
2. Använd en mjuk plastborste, tvättsvamp eller trasa för att försiktigt skrubba alla ytor.
3. Skölj dynan med rent vatten och låt lufttorka eller torka med handdu.
 - Utsätt den INTE för direkt solljus.
 - Använd INTE maskindiskmedel då detta är alltför frätande och därmed hälsofarligt.

Var försiktig:

- Skydda LTV-sitsen från skarpa föremål och het aska.
- Använd INTE LTV-sitsen som ett flytredskap. Den kommer INTE att stödja dig i vatten.

LTV®-dyna tillverkad i USA.

ROHO, Inc. LTV®, LTV Seat®, ROHO®, and shape fitting technology® och shape fitting technology® är registrerade varumärken som tillhör ROHO, Inc. Ultraleather™ är ett registrerat varumärke tillhörande Ultrafabrics.

Begränsad garanti

Vad täcker garantin? ROHO, Inc. täcker alla brister i produktens material eller tillverkning. Eventuella utbyten av medföljande komponenter upphäver garantin.

Under hur lång tid? 12 månader från produktens ursprungliga inköpsdatum, med undantag för överdraget som har en begränsad garanti på 6 månader.

Vad täcks inte av garantin? En produkt som har använts felaktigt, skadats av misstag eller skadats av naturkatastrofer som exempelvis översvämning, tornado, jordskalv eller brand. Eventuella utbyten av medföljande produkttillbehör eller förändringar av produkten upphäver garantin.

Vad gör vi: Inom en rimlig tidsperiod efter det att du har returnerat produkten till oss, kommer vi att, efter eget val, reparera eller byta ut eventuella felaktigheter i material eller tillverkning och skicka tillbaka den till dig, allt utan kostnad.

Vad kunden måste göra: Inom USA måste kunden kontakta garantiavdelningen på warranty@roho.com eller ringa kostnadsfritt på 1-800-851-3449. Utanför USA kontaktar du ditt lands internationella ROHO-återförsäljare. Observera: Eventuella artiklar som skickas till ROHO, Inc. utan föregående medgivande kommer inte att returneras till kunden.

Frågor? Se kontaktuppgifter.

Ansvarsfriskrivning: Eventuella underförstådda garantier, inklusive SÄLJBARHET och LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIELLT SYFTE är begränsade till samma tidsperiod för produkttyperna som nämns ovan i avsnittet "Under hur lång tid?" och eventuella åtgärder för ett brott mot sådana garantier eller några uttryckliga garantier måste påbörjas inom denna tid. ROHO, Inc. ansvarar inte för några indirekta skador eller följdskador beträffande ekonomisk förlust av egendom, vare sig som ett resultat av brott mot uttrycklig eller underförstådd garanti eller av annan anledning.

Dina rättigheter samt vilken effekt denna garanti har på dem: Denna garanti begränsar varaktigheten för alla underförstådda garantier enligt ovan samt begränsar eller utesluter ersättning för indirekta skador eller följdskador. Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsningar för hur länge underförstådda garantier gäller och vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutande eller begränsning av följdskador eller indirekta skador, varför de bestämmelserna kanske inte gäller för dig. Medan denna garanti ger dig särskilda juridiska rättigheter, kan du också ha andra rättigheter som varierar med jurisdiktion.

Kontaktuppgifter	
I USA.	Telefon: 1-800-851-3449 • Fax: 1-888-551-3449 Garantiservice: warranty@roho.com Kund Vård: cc@roho.com
Utanför USA.	intl@roho.com Telefon: 1-618-277-9150 • Fax: 1-618-277-6518 Eller besök roho.com för en förteckning över ROHO:s internationella återförsäljare.
Om du ombeds returnera någon artikel skickas denna till:	ROHO, Inc. 1501 South 74th Street Belleville, IL 62223
ROHO, Inc. har kontinuerlig produktförbättring som policy och förbehåller sig rättigheterna att göra ändringar i detta dokument. En aktuell version av dokumentet finns tillgänglig på roho.com	
Denna produkt kan täckas av ett eller flera amerikanska och utländska patent och varumärken. För ytterligare information, besök roho.com .	



Manufactured by ROHO, Inc.

100 N. Florida Avenue, Belleville, IL 62221-5429 USA

U.S.: 800-851-3449 • Fax 888-551-3449

Outside the U.S.: 618-277-9150 • Fax 618-277-6518

Mailing/Shipping Address:

1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223-5900 USA

TheROHOStore.com



T36000

Revision: 08/2015

Qty:

Print Date: