

permobil

LISTO O NO...



Koala
MINIFLEX



ELECTRÓNICA R-NET

La Electrónica R-net programable viene estándar



ASIENTO ELÉCTRICO MINIFLEX

Diseñado para proporcionar un reposicionamiento valiosa



PRIMERO LA SEGURIDAD

Parachoques opcional disponible, la adaptación ideal de seguridad para conductores principiantes



PARADA A DISTANCIA

Control de parada a distancia opcional, permite a cualquier padre una posibilidad adicional de protección

OPCIONES DE COLOR



Rojo Volcán



Rosado Estrella Pop



Amarillo Extremo



Verde Manzana



Azul Cobalto



Morado Lluvia



Negro Onix



Plateado

ESPECIFICACIONES

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Peso Máximo del Usuario | 80 lbs |
| Velocidad Máxima | 4 mph |
| Rango | 15 mi* |
| Ancho de la Base | 23" |
| Longitud de la Base | 32" |
| Mínimo Radio de Giro | 21" |
| Mínimo Despeje del Suelo | 2.5" |
| Tipo de Batería Recomendada | M40 |
| Electrónica de Conducción | R-net |
| Cuesta Máxima | 10° Arriba, 6° Abajo† |
| Altura del Asiento al Piso | 15" |

| | |
|---|---|
| Elevador de Asiento Opcional | 8" |
| Opciones de Inclinación | Sin Opción Manual 0° - 25° (Eléctrica) |
| Opciones de Reclinación | 85° - 120° (Manual) Sin Opción Eléctrica |
| Elevación de los Reposapiés | 90° - 150° (Manual) Sin Opción Eléctrica |
| Altura del Respaldo | 14", 16", 20" |
| Profundidad del Asiento | 10", 12", 14" |
| Ancho del Asiento | 10", 12", 14" |
| Longitudes de las Almohadillas del Reposabrazos | 8", 10" |

*El rango de conducción real puede variar dependiendo de las condiciones de conducción y de batería.

†Consulte el manual de instrucciones para el manejo seguro.