

permobil

LISTO O NO...



Koala
MINIFLEX



ELECTRÓNICA R-NET

La Electrónica R-net programable viene estándar



ASIENTO ELÉCTRICO MINIFLEX

Diseñado para proporcionar un reposicionamiento valiosa



PRIMERO LA SEGURIDAD

Parachoques opcional disponible, la adaptación ideal de seguridad para conductores principiantes



PARADA A DISTANCIA

Control de parada a distancia opcional, permite a cualquier padre una posibilidad adicional de protección

OPCIONES DE COLOR



Rojo Volcán



Rosado Estrella Pop



Amarillo Extremo



Verde Manzana



Azul Cobalto



Morado Lluvia



Negro Onix



Plateado

ESPECIFICACIONES

Peso Máximo del Usuario	80 lbs
Velocidad Máxima	4 mph
Rango	15 mi*
Ancho de la Base	23"
Longitud de la Base	32"
Mínimo Radio de Giro	21"
Mínimo Despeje del Suelo	2.5"
Tipo de Batería Recomendada	M40
Electrónica de Conducción	R-net
Cuesta Máxima	10° Arriba, 6° Abajo†
Altura del Asiento al Piso	15"

Elevador de Asiento Opcional	8"
Opciones de Inclinación	Sin Opción Manual 0° – 25° (Eléctrica)
Opciones de Reclinación	85° – 120° (Manual) Sin Opción Eléctrica
Elevación de los Reposapiés	90° – 150° (Manual) Sin Opción Eléctrica
Altura del Respaldo	14", 16", 20"
Profundidad del Asiento	10", 12", 14"
Ancho del Asiento	10", 12", 14"
Longitudes de las Almohadillas del Reposabrazos	8", 10"

*El rango de conducción real puede variar dependiendo de las condiciones de conducción y de batería.

†Consulte el manual de instrucciones para el manejo seguro.